


Comment partir une plaque sur le ViiA7

1. Centrifuger votre plaque 384-puits transparente et mettre un sellant.
2. Sur l'écran tactile de la machine ViiA7, peser sur le symbole « Power » en bas à gauche puis sur le symbole « Eject » en bas à droite.
3. Mettre la plaque avec le puit A1 en haut à gauche. Repeser sur « Eject ».
4. Sur le menu principal du logiciel ViiA7, cliquer sur **Experiment Setup**.




5. Remplir la page d'information :


- Le nom et la date de votre projet
- 384-well Block
- Standard Curve ou Comparative CT ($\Delta\Delta Ct$)
- Taqman ou SYBR
- Fast (si vous utilisez le qPCR de la plateforme)




6. Dans le menu de gauche, cliquer sur **Define**.
7. Inscrire le nom de vos gènes. Cliquer sur « New » pour en rajouter.
8. Inscrire le nom de vos échantillons. Cliquer sur « New » pour en rajouter.



9. Dans le menu de gauche, cliquer sur **Assign**.
10. Assigner chaque échantillon et chaque gène en sélectionnant leurs puits correspondant.



11. Dans le menu de gauche, cliquer sur **Run Method**
 - Ne pas modifier le programme, à moins que vous utilisiez un autre protocole.
12. Sauvegarder le fichier sur le disque dur. Créer un dossier à votre nom sous :
 - D:\Applied Biosystems\ViiA7 Software v1.2\experiments
13. Dans le menu de gauche, cliquer sur **Run**, puis sur le bouton vert **Start Run**.



14. Vous pouvez transférer votre fichier du dossier D:\ à votre dossier sur le P:\